

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЙКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

Моечные машины применяются для автоматической мойки, сушки и дезинфекции всех видов лабораторной посуды. Машины удаляют сильные загрязнения, в том числе органические кислоты, амины, оксиды металлов, кровь, животные жиры, масла, воск и парафин.



Главное преимущество машинной мойки лабораторной посуды состоит в том, что процесс выполняется в строгом соответствии с заданной программой. Таким образом качество мойки воспроизводится автоматически, т.е. не зависит от человеческого фактора.

Лабораторные посудомоечные машины Лавия	03
Моечно-дезинфекционные машины PHS	11
Моечно-дезинфекционные машины DGM	18
Лабораторные посудомоечные машины Smeg	28
Моечно-дезинфекционные машины AT-05	41
Лабораторные посудомоечные машины Miele	46
Оснащение Централизованного Стерилизационного Отделения (ЦСО)	53


БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА НАШЕМ САЙТЕ



**ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ**
ЛАВИЯ

Лабораторные посудомоечные машины серии "Лавия" имеют 36 предустановленных и более 100 пользовательских программ. Настройки и сервисные функции защищены паролем, имеется встроенный принтер для печати данных. Ручка из эбонита, обеспечивает комфорт и полную электро и термоизоляцию

С отсоединенной ручкой проходит через дверной проем шириной 75 см





Различные исполнения машины: может быть размещена под или на лабораторном столе

Моечная камера выполнена из нержавеющей стали AISI 316, корпус из стали AISI 304



Автоматически открываемая дверь со стеклянным окном




Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

[УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ](#)

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА	ПИТАНИЕ	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	РАЗМЕРЫ МОЕЧНОЙ КАМЕРЫ (ГХШХВ)	ВЕС
Лавия	НЕТ	202 л	до 95 °C	220В/ 380В	4/9 кВт	8/13 кВт	540х662х552 мм	120 кг
Лавия - С	ДА	202 л	до 95 °C	220В/ 380В	4/9 кВт	8/13 кВт	540х662х552 мм	120 кг

Лабораторные посудомоечные машины серии "Лавия" имеют 36 предустановленных и более 100 пользовательских программ. Настройки и сервисные функции защищены паролем, имеется встроенный принтер для печати данных. Ручка из эбонита, обеспечивает комфорт и полную электро- и термоизоляцию




Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

[УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ](#)

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА	ПИТАНИЕ	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	РАЗМЕРЫ МОЕЧНОЙ КАМЕРЫ (ГХШХВ)	ВЕС
Лавия Компакт	НЕТ	126 л	до 95 °C	220В/380В	4/9 кВт	8/13 кВт	540х550х402 мм	100 кг
Лавия - С Компакт	ДА	126 л	до 95 °C	220В/380В	4/9 кВт	8/13 кВт	540х550х402 мм	100 кг

Лабораторные посудомоечные машины серии "Лавия" имеют 36 предустановленных и более 100 пользовательских программ. Настройки и сервисные функции защищены паролем, имеется встроенный принтер для печати данных. Ручка из эбонита, обеспечивает комфорт и полную электро- и термоизоляцию



[УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ](#)

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА	ПИТАНИЕ	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	РАЗМЕРЫ МОЕЧНОЙ КАМЕРЫ (ГХШХВ)	ВЕС
Лавия	НЕТ	170 л	до 95 °С	220В/ 380В	4/9 кВт	8/13 кВт	540х550х557 мм	110 кг
Лавия - С П	ДА	170 л	до 95 °С	220В/ 380В	4/9 кВт	8/13 кВт	540х550х557 мм	110 кг

Вместительная лабораторная посудомоечная машина большой мощности. Мойка от 30 минут (для модели 24 кВт). При этом будут удалены даже сильные загрязнения.

С отсоединенной ручки проходит через дверной проем шириной 75 см


Подключение трехфазное к сети 380 В.

Автоматически открываемая дверь со стеклянным окном

Моечная камера выполнена из нержавеющей стали AISI 316, корпус из стали AISI 304



Два варианта исполнения:
13 кВт (максимальная потребляемая мощность 9 кВт)
24 кВт (максимальная потребляемая мощность 18 кВт)



Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

[УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ](#)

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА	ПИТАНИЕ	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	РАЗМЕРЫ МОЕЧНОЙ КАМЕРЫ (ГХШХВ)	ВЕС
Лавия	НЕТ	202 л	до 95 °C	220В/380В	4/9 кВт	8/13 кВт	540х662х552 мм	120 кг
Лавия - С	ДА	202 л	до 95 °C	220В/380В	4/9 кВт	8/13 кВт	540х662х552 мм	120 кг

ВЕРХНЯЯ ТЕЛЕЖКА

LA-Z01



Для размещения 2-х инжекторных вставок

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
140x536x562 мм

НИЖНЯЯ ТЕЛЕЖКА

LA-Z02




Для размещения 2-х инжекторных вставок

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
158x528x566 мм

ВЕРХНЯЯ ТЕЛЕЖКА

LA-Z03



Встроенное коромысло-распылитель

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
183x350x552 мм

НИЖНЯЯ ТЕЛЕЖКА

LA-Z04



Для размещения лотков и поддонов

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
79x529x546 мм

ВЕРХНИЙ ИНЖЕКЦИОННЫЙ МОДУЛЬ

LA-Z05



Для колб Эрленмейера, мерных колб, и др.

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
114x204x511 мм

НИЖНИЙ ИНЖЕКЦИОННЫЙ МОДУЛЬ

LA-Z06



Встроенное коромысло-распылитель

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
226x529x569 мм

ИНЖЕКТОРНАЯ ТЕЛЕЖКА

LA-Z11



38 пипеток в 3 ряда

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
373x528x558 мм

ВСТАВКА ИНЖЕКТОРНАЯ

LA-K08



8 позиций
Для 500-2000мл колб Эрленмейера, мерных колб, мерных цилиндров и т.д

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
253x140x488 мм

ВСТАВКА ИНЖЕКТОРНАЯ

LA-K11




10 позиций
Для 500-2000мл колб Эрленмейера, мерных колб, мерных цилиндров и т.д

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
253x140x520 мм

ВСТАВКА ИНЖЕКТОРНАЯ

LA-K31



36 позиций


Для 500-2000мл колб Эрленмейера, мерных колб, мерных цилиндров и т.д.

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)

164x204x511 мм

ВСТАВКА ИНЖЕКТОРНАЯ

LA-K10



10 позиций


Для 500-2000мл колб Эрленмейера, мерных колб, мерных цилиндров и т.д.

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)

253x140x483 мм

ВСТАВКА ИНЖЕКТОРНАЯ

LA-K20



21 позиция

Для 500-2000мл колб Эрленмейера, мерных колб, мерных цилиндров и т.д.

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)

183x192x488 мм

ВСТАВКА ИНЖЕКТОРНАЯ

LA-K30



36 позиций

Для 500-2000мл колб Эрленмейера, мерных колб, мерных цилиндров и т.д.

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)

114x204x511 мм

ВСТАВКА ИНЖЕКТОРНАЯ

LA-K80



Для мойки 84 пробирок, центрифужных пробирок, виал и т.д.

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)

115x190x503 мм

ВСТАВКА ИНЖЕКТОРНАЯ

LA-K90



Для мойки 119 шт. пробирок, центрифужных пробирок, виал и т.д.

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)

114x190x490 мм

ВСТАВКА ИНЖЕКТОРНАЯ

LA-K90/1



Для мойки 119 шт. пробирок, центрифужных пробирок, виал и т.д.

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)

190x190x490 мм

ВСТАВКА ИНЖЕКТОРНАЯ

LA-K91



Для мойки 119 шт. пипеток

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)

253x140x488 мм

ВСТАВКА ИНЖЕКТОРНАЯ

LA-M36



Для размещения 28 шт. пипеток, 8 шт. узкогорлого стекла

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)

255x190x493 мм

ВСТАВКА ИНЖЕКТОРНАЯ

LA-M65



65 позиций

Для размещения 28 шт. пипеток, 28 шт. виал,
9 шт. узкогорлого стекла

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
265x190x263 мм

ВСТАВКА ИНЖЕКТОРНАЯ

LA-M112



112 позиций

Для размещения 56 шт. пипеток,
56 шт. пробирок

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
190x190x494 мм

ВСТАВКА

T-203



Для 21 стакана или другой
стеклянной посуды

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
158x230x460 мм

ВСТАВКА

T-102




56 позиций

Предназначена для мойки чашек Петри

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
103x507x414 мм

ВСТАВКА

T-201




28 пружинных зажимов для размещения
широкогорлых колб, цилиндров,
стаканчиков и других сосудов

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
116x220x410 мм

ВСТАВКА

T-202



28 пружинных зажимов для размещения
широкогорлых колб, цилиндров,
стаканчиков и других сосудов

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
186x220x445 мм

ВСТАВКА

T-204/2
с крышкой G-401



Для воронок, мензурок,
др. банок

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
120x224x434 мм

ВСТАВКА

T-401/ 402/
403/ 404



для ПРОБИРОК, МАКС.РАЗМЕР 12*75 мм
100x218x218 мм


для ПРОБИРОК, МАКС.РАЗМЕР 12*105 мм
127x218x218 мм

для ПРОБИРОК, МАКС.РАЗМЕР 12*165 мм
187x218x218 мм

для ПРОБИРОК, МАКС.РАЗМЕР 12*200 мм
230x218x218 мм

КРЫШКИ ДЛЯ ВСТАВОК

G-201/G-202





Рамка из нержавеющей стали с полиамидным
покрытием. Для предотвращения выпадания
и повреждения посуды

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
9x215x455 мм

МОЕЧНО-ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МАШИНЫ **RHS**

Компактная установка, предназначенная для мойки и дезинфекции медицинских и других изделий, теперь может комплектоваться большим смотровым окном из жаропрочного стекла, принтером, а также подставкой. Рекомендована к использованию в медицинской, фармацевтической и ветеринарной практике.



Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ГХШХВ)	ВМЕСТИМОСТЬ	ВЕС
PHS МД-150	ДА	150 л	6 кВт	910х685х890 мм	10 DIN 1/1 КОРЗИН	160 кг

PHS МД-230, благодаря различным аксессуарам, может использоваться для мойки, дезинфекции и предстерилизационной очистки инструментов, медицинских принадлежностей, стоматологических инструментов, трубок, шлангов, анестезиологических принадлежностей, микрохирургического оборудования, инструментов, эндоскопического оборудования, медицинской обуви.



Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

[УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ](#)

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ГХШХВ)	ВМЕСТИМОСТЬ
PHS МД-230	ДА	220 л	8,3 кВт	690x700x1825 мм	10 DIN 1/1 КОРЗИН

Моюще-дезинфицирующая машина КАСКАД СМ-100 специально разработана для очистки и дезинфекции подкладных суден, мочеприемников и иных предметов ухода за больными.



Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	КОЛ-ВО ДВЕРЕЙ	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ГХШХВ)	ВМЕСТИМОСТЬ	ВЕС
КАСКАД СМ-100	1	80 л	5 кВт	600х550х1620 мм	10 DIN 1/1 КОРЗИН	110 кг

Установка для автоматической обработки гибких эндоскопов, осуществляющая мойку, дезинфекцию высокого уровня, сушку и промывку спиртом, изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 15883-1-2011 и ГОСТ Р ИСО 15883-4-2012.



УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	КОЛ-ВО ОДНОВРЕМЕННО ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ЭНДОСКОПОВ	ТЕМПЕРАТУРА ПОДОГРЕВА ДЕЗИНФЕКТАНТА	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ГХШХВ)	ЕМКОСТЬ РЕЗЕРВУАРОВ
ФЛЭКС ЭНДО-1	1	ДО 45+/-5 °С	590х690х950 мм	ДЕТЕРГЕНТ – 2 ДЕЗИНФЕКТАНТ – 20 СПИРТ – 2

F830



1 уровневая моечная тележка
вместимостью 2 сетчатых лотка DIN 1/1

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
535x575x615 мм

F740



Двухуровневая тележка с одним
моющим коромыслом. Вместимость 4
сетчатых лотка DIN 1/1.

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
535x580x485 мм

F739



Вместимость 6 сетчатых
лотков DIN 1/1

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
535x575x615 мм

LA-Z04



Для размещения лотков
и поддонов

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
79x529x546 мм

F701



Вместимость 10 сетчатых
лотков DIN 1/1

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
535x575x615 мм

F50



Моечная загрузочная тележка
на 10 пар обуви

F741



Инжекционная тележка для
анестезиологических приспособлений

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
535x575x655 мм

F742



Тележка для обработки МИХ, хирургических
инструментов и иных изделий медицинского
назначения

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
535x585x610 мм

F58



Моечная тележка для инструментов
малоинвазивной хирургии (МИХ)


F860



Многоуровневая тележка для обработки стоматологических инструментов и иных изделий медицинского назначения

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
535x575x610 мм

F03



Вставка для вертикального размещения зеркал и инструментов

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
395x116x125 мм

F745



Трехуровневая моечная тележка с двумя коромыслами для детских бутылочек и сосок

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
535x575x610 мм

F743



Моечная тележка для контейнеров с крышками

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
300x600x300 мм

F832



Многоуровневая тележка для обработки офтальмологических микроинструментов


ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
535x580x615 мм

F880/F1126



Двухуровневая инъекционная тележка, форсунки Ø 6 мм

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
535x580x615 мм



Сетчатые корзины для размещения пробирок

F742



Ручная транспортная тележка

F43/F44



Тележка для инструментов малоинвазивной хирургии (МИХ)

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
290x80x52 мм
460x80x52 мм

МОЕЧНО-ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МАШИНЫ **DGM**

Машина дезинфекционно-моющая DGM ES 50

В базовой комплектации оснащена системой сушки горячим фильтрованным воздухом, оборудована двумя дозирующими насосами моющих средств. Широкий ряд функций и опций доступен по запросу.

Компактная: малая высота и лёгкость установки под столешницу

40 программ мойки (20 предустановленных программ и 20 пользовательских)

Тройная система фильтрации циркулирующей воды увеличивает срок службы насосов

Моечная камера выполнена из нержавеющей стали Aisi 316, корпус из стали Aisi 304

ЕСТЬ РУ



Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

[УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ](#)

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	ПИТАНИЕ	ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ (ГХШХВ)
DGM ES 50	ДА	150 л	380 В/50 Гц	630х600(900)х850 мм

Моюще-дезинфицирующая машина DGM ES 250 имеет прямоугольную камеру из нержавеющей стали AISI 316L и внешние панели, выполненные из нержавеющей стали AISI 304. Модель ES 250 оборудована двумя дозирующими насосами для моющих средств.

Эффективная система сушки для всех видов инструментов, включая полые инструменты

Тройная система фильтрации циркулирующей воды увеличивает срок службы насосов

40 программ мойки (20 предустановленных программ и 20 пользовательских)

Моечная камера выполнена из нержавеющей стали Aisi 316, корпус из стали Aisi 304

ЕСТЬ РУ



Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

[УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ](#)

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ТИП ДВЕРИ	ВМЕСТИМОСТЬ (DIN КОРЗИН)	ПИТАНИЕ	ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ (ГХШХВ)
DGM ES 250	ДА	ОТКИДНАЯ	10	380 В/50 Гц	720х650х1835 мм

Предназначена для мойки и дезинфекции хирургических (в т. ч. для малоинвазивных вмешательств), анестезиологических, офтальмологических и стоматологических инструментов, медицинской обуви, бутылочек для кормления и лабораторной посуды.

Доступна в проходном и непроходном исполнении

65 программ мойки (включая предустановленные, сервисные и свободно настраиваемые пользовательские программы)

Моечная камера выполнена из нержавеющей стали Aisi 316, корпус из стали Aisi 304

ЕСТЬ РУ



Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ТИП ДВЕРИ	ВМЕСТИМОСТЬ (DIN КОРЗИН)	ПИТАНИЕ	ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ (ГХШХВ)
DGM ES 350	ДА	СЛАЙДОВАЯ	18	380 В/50 Гц	915х1140х1840 мм

Дезинфекционно-моечная машина DGM ES 10 для мойки суден специально разработана для обработки и дезинфекции различных подкладных суден и мочеприемников.

Гибкая стандартная вставка-держатель суден и мочеприемников

Подача пара через сопла для полной дезинфекции мощей системы в ходе рабочего цикла

вмещает 1 подкладное судно и 3 мочеприемника либо до 3 мочеприемников одновременно

Моечная камера выполнена из нержавеющей стали Aisi 316, корпус из стали Aisi 304

ЕСТЬ РУ



Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

[УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ](#)

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ТИП ДВЕРИ	ПИТАНИЕ	ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ (ГxШxВ)
DGM ES 350	ДА	С РУЧНЫМ И АВТОМАТИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ	380 В/50 Гц	475x545x1630 мм

Машины серии DGM T являются высокопроизводительным, комплексным и многофункциональным оборудованием, предназначенным для мойки и дезинфекции кроватей, тележек и медицинского инвентаря. Также машины можно укомплектовать тележками, которые позволяют обрабатывать различные изделия медицинского назначения (инструменты, посуду, обувь, контейнеры и др.).

Позволяет снизить потребление воды за счет наличия накопительных баков

Доступны модели с различными объемами камеры от 2500 л до 6500 л

65 программ для обработки различных видов инструментов

ЕСТЬ РУ



Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	ПИТАНИЕ	ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ (ГХШХВ)
DGM T-2500	ДА	2500 л	400 В/50 Гц	1658х1800х2474 мм
DGM T-5000	ДА	6500 л	400 В/50 Гц	3300х2500х2410 мм



Пневматический пистолет вода/воздух для обработки любого инструмента

Установка по предстерилизационной очистке с ультразвуковой мойкой предназначена для ультразвуковой очистки инструментов, лабораторной посуды и других медицинских инструментов и принадлежностей (в ЦСО и локальных стерилизационных отделениях, лабораториях и т.п.).

Доступны модели с различными объемами камеры от 2500 л до 6500 л

2 в 1, сочетание обычной мойки с ультразвуковой

ЕСТЬ РУ



Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ	РАБОЧАЯ ЧАСТОТА ГЕНЕРАТОРА	ПИТАНИЕ	ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ (ГХШХВ)
DGM T-2500	60+60 л	20÷80°C (± 3°C)	40 (±5%)	230 В/50 Гц	600x1400x850 мм

Моюще-дезинфицирующая машина DGM ES 250 имеет прямоугольную камеру из нержавеющей стали AISI 316L и внешние панели, выполненные из нержавеющей стали AISI 304. Модель ES 250 оборудована двумя дозирующими насосами для моющих средств.

Для любых типов и марок гибких, жестких эндоскопов и хирургических инструментов

Контроль потока и давления в каждом канале эндоскопа

Встроенная сушка с HEPA-фильтром

ЕСТЬ РУ



Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ЖЕСТКОГО ЭНДОСКОПА	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ГИБКОГО ЭНДОСКОПА	ПИТАНИЕ	ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ (ГХШХВ)	ВЕС
DGM GS 3	ДА	450 мм	2050 мм	230 В/50 Гц	630х600х953 мм	87

F830



1 уровневая моечная тележка
вместимостью 2 сетчатых лотка DIN 1/1

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
535x575x615 мм

F740



Двухуровневая тележка с одним
моющим коромыслом. Вместимость 4
сетчатых лотка DIN 1/1.

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
535x580x485 мм

F739



Вместимость 6 сетчатых
лотков DIN 1/1

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
535x575x615 мм

LA-Z04



Для размещения лотков
и поддонов

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
79x529x546 мм

F701



Вместимость 10 сетчатых
лотков DIN 1/1

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
535x575x615 мм

F50



Моечная загрузочная тележка
на 10 пар обуви

F741



Инжекционная тележка для
анестезиологических приспособлений

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
535x575x655 мм

F742



Тележка для обработки МИХ, хирургических
инструментов и иных изделий медицинского
назначения

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
535x585x610 мм

F58



Моечная тележка для инструментов
малоинвазивной хирургии (МИХ)


F860



Многоуровневая тележка для обработки стоматологических инструментов и иных изделий медицинского назначения

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
535x575x610 мм

F03



Вставка для вертикального размещения зеркал и инструментов

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
395x116x125 мм

F745



Трехуровневая моечная тележка с двумя коромыслами для детских бутылочек и сосок

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
535x575x610 мм

F743



Моечная тележка для контейнеров с крышками

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
300x600x300 мм

F832



Многоуровневая тележка для обработки офтальмологических микроинструментов


ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
535x580x615 мм

F880/F1126



Двухуровневая инъекционная тележка, форсунки Ø 6 мм

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
535x580x615 мм



Сетчатые корзины для размещения пробирок

F742



Ручная транспортная тележка

F43/F44



Тележка для инструментов малоинвазивной хирургии (МИХ)

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
290x80x52 мм
460x80x52 мм



ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ **SMEG**

WD5090 — моечный дезинфектор, предназначенный для работы с двумя-четырьмя уровнями мойки (до 8 корзин CSKDIN). Машина имеет профессиональное электронное управление с графическим ЖК-дисплеем и позволяет подключаться к локальной сети. Имеет возможность мойки, химической и термической дезинфекции и активной сушки с фильтром HEPA.



Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА	ПИТАНИЕ	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВСТРОЕННЫЙ ПРИНТЕР	РАЗМЕРЫ МОЕЧНОЙ КАМЕРЫ (ГХШХВ)	ВЕС
Smeg WD 5090 T	ДА	146 л	до 95 °C	400 В	7 кВт	НЕТ	520x515x545 мм	83 кг
Smeg WD 5090 TFO	ДА	146 л	до 95 °C	400 В	7 кВт	ДА	520x515x545 мм	83 кг

GW 0160 и GW 1160 — это моечно-дезинфекционные машины, которые могут работать с 2–4 уровнями мойки (до 8 корзин стандарта DIN). Возможные функции: мойка и термическая дезинфекция (до 95°C). Используют по умолчанию порошковый детергент и жидкий нейтрализатор.



Другие варианты исполнения:
GW1160S – для жидких моющих средств
GW1160C – со встроенным пароконденсором и распылителем порошкового моющего средства




Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА	ПИТАНИЕ	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	РАЗМЕРЫ МОЕЧНОЙ КАМЕРЫ (ГХШХВ)	ВЕС
Smeg GW 0160	ДА	168 л	до 85 °C	230 В/ 400 В	2,8/7 кВт	7	530х510х520 мм	72 кг
Smeg GW 1160	ДА	150 л	до 95 °C	230 В/ 400 В	2,8/7 кВт	15	520х515х545 мм	74 кг

GW 2145 — моечная дезинфекционная машина с уменьшенными габаритами для работы с 2 уровнями мойки.




Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

[УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ](#)

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА	ПИТАНИЕ	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	РАЗМЕРЫ МОЕЧНОЙ КАМЕРЫ (ГХШХВ)	ВЕС
Smeg GW 0160	ДА	105 л	до 95 °C	230 В	3,3 кВт	15	370x480x570 мм	56 кг

Моюще-дезинфицирующая машина Smeg GW 3060 предназначена для гигиенической обработки и дезинфекции стеклянной посуды в эпидемиологических, научно-исследовательских и медицинских лабораториях.



Другие варианты исполнения:
GW3060SC – с пароконденсатором
GW3060S – с 2 насосами
GW3060BXC – с 3 насосами
GW3060P – с 2 насосами для антивспенивателя



Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА	ПИТАНИЕ	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	РАЗМЕРЫ МОЕЧНОЙ КАМЕРЫ (ГХШХВ)	ВЕС
Smeg GW 3060	ДА	168 л	до 95 °C	400 В	7 кВт	15	530x510x620 мм	77 кг

GW 4060 рассчитан на работу от 2 до 4 уровней мойки (до 8 корзин DIN). Активная сушка с HEPA-фильтром



Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА	ПИТАНИЕ	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	РАЗМЕРЫ МОЕЧНОЙ КАМЕРЫ (ГХШХВ)	ВЕС
Smeg GW 4060	ДА	168 л	до 95 °C	400 В	7 кВт	15	530x510x620 мм	77 кг

Моюще-дезинфицирующая машина Smeg GW4090 предназначена для гигиенической обработки и дезинфекции стеклянных емкостей в эпидемиологических, научно-исследовательских и медицинских лабораториях.

Крышка снимается
Прибор может
устанавливаться
под столешницу


30 программ для
обработки
разного типа
материала



Моечная камера
выполнена
из нержавеющей
стали Aisi 316, корпус
из стали Aisi 304

ЕСТЬ РУ

Другие варианты исполнения:
GW4090C – с пароконденсатором



Большой выбор держателей
и аксессуаров
для мытья различной
посуды и принадлежностей

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА	ПИТАНИЕ	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	РАЗМЕРЫ МОЕЧНОЙ КАМЕРЫ (ГХШХВ)	ВЕС
Smeg GW 4090	ДА	168 л	до 95 °C	400 В	7 кВт	30	520x515x545 мм	110 кг

Лабораторная посудомоечная машина GW4190 имеет специальное отделение для хранения моющего средства. В специальном отсеке можно установить до 4 × 2л контейнеров.



Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

[УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ](#)

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА	ПИТАНИЕ	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	РАЗМЕРЫ МОЕЧНОЙ КАМЕРЫ (ГХШХВ)	ВЕС
Smeg GW 4190	ДА	150 л	до 95 °C	400 В	7 кВт	15	520х515х545 мм	83 кг

Вместимость до 12 корзин стандарта DIN. Откидная дверца облегчает загрузку и разгрузку, уникальные вставки и конструкция стойки также обеспечивают безопасную и легкую загрузку без подъема тяжестей. Представлен 35' цикл термической дезинфекции TURBO.

С одинарной или двойной откидной дверцей из стекла



Принудительная сушка горячим воздухом с HEPA-фильтром (99.99%)

Моечная камера выполнена из нержавеющей стали Aisi 316, корпус из стали Aisi 304

Встроенный принтер и моющие средства внутри шкафа

Другие варианты исполнения:

GW6010M – две слайдовые стеклянные двери

GW6010T – оснащена быстрыми циклами (33')



Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА	ПИТАНИЕ	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	РАЗМЕРЫ МОЕЧНОЙ КАМЕРЫ (ГХШХВ)	ВЕС
Smeg GW 6010	ДА	266 л	до 95 °C	400 В	13 кВт	40	550x620x685 мм	280 кг

От одного до трех независимых и гибких уровней мойки. Встроенный отсек для моющих средств. Возможность мойки, термической и химической дезинфекции (до 95°C) и система принудительной сушки с фильтром.


Двойная электронная система блокировки дверей для безопасности пользователя



Моечная камера выполнена из нержавеющей стали Aisi 316, корпус из стали Aisi 304

Шкаф для моющих средств из нержавеющей стали AISI 304 для 4-х 5 литровых канистр

Другие варианты исполнения:
60290DS - оснащена системой сушки



Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА	ПИТАНИЕ	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	РАЗМЕРЫ МОЕЧНОЙ КАМЕРЫ (ГХШХВ)	ВЕС
Smeg GW 6290	НЕТ	405 л	до 95 °C	400 В	18 кВт	40	680x670x1020 мм	280 кг

GW7010 — это моечная машина для стеклянной посуды, предназначенная для работы с одним-пятью независимыми и гибкими уровнями мойки. Возможность мойки, термической и химической дезинфекции (до 95°C) и система принудительной сушки с фильтром.

С одинарной или двойной слайдовой дверцей из стекла



Моечная камера выполнена из нержавеющей стали Aisi 316, корпус из стали Aisi 304

Встроенный отсек для моющих средств

Другие варианты исполнения:
GW7010 – две слайдовые стеклянные двери
GW7010T – есть быстрые циклы (33') и две слайдовые стеклянные двери
GW7010TM – есть быстрые циклы (33')



Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

[УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ](#)

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА	ПИТАНИЕ	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	РАЗМЕРЫ МОЕЧНОЙ КАМЕРЫ (ГХШХВ)	ВЕС
Smeg GW 7010	ДА	266 л	до 95 °C	380-400 В	13 кВт	40	550х620х685 мм	300 кг


Предназначена для мытья стеклянной посуды больших размеров на нескольких уровнях. Встроенный отсек для моющих средств. Возможность мойки, термической и химической дезинфекции (до 95°C) и система принудительной сушки с фильтром

Две слайдовые двери: необходима подкатная тележка для организации загрузки и выгрузки



Моечная камера выполнена из нержавеющей стали Aisi 316, корпус из стали Aisi 304

Шкаф для моющих средств со съемным поддоном для 4-х канистр на 5 л и 1-ой на 2 л



Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

[УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ](#)

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА	ПИТАНИЕ	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	РАЗМЕРЫ МОЕЧНОЙ КАМЕРЫ (ГХШХВ)	ВЕС
Smeg GW 7015	ДА	348 л	до 95 °C	400 В	20 кВт	40	626x812x820 мм	320 кг

CS1-1



Базовая корзина верхнего уровня
с разбрызгивателем

ПАРАМЕТРЫ (ШХГ)
460x450 мм

CS2



Базовая корзина нижнего
уровня

ПАРАМЕТРЫ (ШХГ)
480x500 мм

SB30



Держатель для стаканов
и цилиндров до 100мл,
30 позиций

ПАРАМЕТРЫ (ШХГХВ)
400x195x150 мм

SB28



Держатель для стаканов и колб
Эрленмейера 250-1000 мл,
28 позиций

ПАРАМЕТРЫ (ШХГХВ)
400x195x150 мм

CP



Держатель для пробирок

CP105 – высота пробирок до 75 мм
CP132 – высота пробирок до 105 мм
CP192 – высота пробирок до 165 мм
CP222 – высота пробирок до 200 мм

KP100DS



Верхняя инжекторная корзина
для пробирок и виал, 100 позиций,
с подключением к системе сушки

LM20DS



Комбинированная корзина для узкогорлой
посуды на 20 позиций,
1/2 свободного места для держателей,
с подключением к системе сушки

LPM2010DS



Комбинированная корзина для
узкогорлой посуды на 20 позиций,
пипеток высотой до 550 мм на 10 позиций
и 1/4 свободного места для держателей,
с подключением к системе сушки

LB32DS




Двухуровневая инжекторная корзина
для бутылей с подключением к системе
сушки



МОЕЧНО-ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МАШИНЫ **AT-OS**

Модели с открывающейся вручную дверью для хирургических отделений и небольших стерилизационных отделений. Могут быть оборудованы тележками с 5-ю уровнями загрузки и коннекторами для мойки и дезинфекции трубчатых инструментов.



Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА	КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ	ПИТАНИЕ / МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	РАЗМЕРЫ МОЕЧНОЙ КАМЕРЫ (ГХШХВ)	ВЕС
AT-OS AWD655-10	ДА	265 л	до 95 °C	1	400 В / 11,4 кВт	40	580x560x780 мм	245 кг
AT-OS AWD655-10D	ДА	265 л	до 95 °C	2	400 В / 11,4 кВт	40	580x560x780 мм	245 кг

Моечная дезинфекционная машина с раздвижной автоматической дверцей для хирургических отделений и небольших центральных стерилизационных отделений.



Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА	КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ	ПИТАНИЕ / МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	РАЗМЕРЫ МОЕЧНОЙ КАМЕРЫ (ГХШХВ)	ВЕС
AT-OS AWD655-10A	ДА	265 л	до 95 °C	1	400 В / 11,4 кВт	40	580x560x780 мм	245 кг
AT-OS AWD655-10AD	ДА	265 л	до 95 °C	2	400 В / 11,4 кВт	40	580x560x780 мм	245 кг

Модели для высокопроизводительных стерилизационных отделений позволяют одновременно обрабатывать до 18 корзин DIN 1/1 (при максимальной загрузке). Автоматическая слайдовая дверь, активируемая с помощью оптического датчика на панели управления. Может быть оснащена системой автоматической загрузки и разгрузки.



Другие варианты исполнения с встроенным бойлером для предварительного нагрева воды с целью сокращения времени цикла:
AWD655-15A-SC
AWD655-15AD-SC



Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА	КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ	ПИТАНИЕ / МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	РАЗМЕРЫ МОЕЧНОЙ КАМЕРЫ (ГХШХВ)	ВЕС
AT-OS AWD655-15A	ДА	430 л	до 95 °C	1	400 В / 19,6 кВт	40	680x730x780 мм	410 кг
AT-OS AWD655-15AD	ДА	430 л	до 95 °C	2	400 В / 19,6 кВт	40	680x730x780 мм	410 кг



Моечная тележка для хирургической обуви




Моечная тележка для инструментов малоинвазивной хирургии и трубчатого хирургического инструмента



Моечная тележка с 5-ю уровнями загрузки



Тележка для анестезиологического оборудования



Тележка для мойки контейнеров




Тележка для мойки лабораторной посуды



Загрузочные инжекторные уровни



Загрузочные инжекторные уровни



Инжекторные сопла



ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

MIELE

Автомат для мойки и обработки Miele PG 8535, оснащенный встроенным сушильным агрегатом для осуществления сушки горячим воздухом, идеально подходит для обработки инструментов в клиниках, в том числе, и в операционной практике. А также для сверхкачественной очистки лабораторной посуды, как в промышленных, так и исследовательских лабораториях, особенно в области биологии, микробиологии и фармацевтики.

Свободно программируемая система управления Profitronic+

Шкаф для моющих средств для 2-х канистр на 5 л




Принудительная сушка горячим воздухом с HEPA-фильтром (99.99%)

Другие варианты исполнения:

AD SST - с подключением дистиллированной воды

ADP SST - со встроенным насосом подачи дистиллированной воды



Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА	ПИТАНИЕ	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	РАЗМЕРЫ МОЕЧНОЙ КАМЕРЫ (ГХШХВ)	ВЕС
Miele PG 8535	ДА	137 л	до 93 °C	400 В	9,7 кВт	64	516x535x500 мм	114 кг

Оснащен встроенным сушильным агрегатом для сушки горячим воздухом. Для обработки медицинского инструмента в клинике и операционной практике, а также для обработки лабораторной посуды, например в промышленных и исследовательских лабораториях, в области биологии и фармацевтики.


Свободно программируемая система управления Profitronic+

Принудительная сушка горячим воздухом с HEPA-фильтром (99.99%)

Шкаф для моющих средств для 4-х канистр на 5 л

ЕСТЬ РУ

Другие варианты исполнения:
AD SST – с подключением дистиллированной воды
ADP SST – с встроенным насосом для подачи дистиллированной воды



Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА	ПИТАНИЕ	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	РАЗМЕРЫ МОЕЧНОЙ КАМЕРЫ (ГХШХВ)	ВЕС
Miele PG 8536	ДА	137 л	до 93 °C	400 В	10,2 кВт	64	516х535х500 мм	177 кг

При изготовлении автомата используется высокопрочная нержавеющая сталь. Несколько встроенных водопроводов (два для холодной воды, и по одному для горячей и для дистиллированной), диспенсеры для порошкообразных и жидких моющих средств, а также насос для жидких химикатов. Подходит для обслуживания лабораторий любого ранга, в том числе и для крупных научно-исследовательских центров.

Свободно программируемая система управления Profitronic+

Принудительная сушка горячим воздухом с HEPA-фильтром (99.99%)




Другие варианты исполнения:

AD LD - с подключением дистиллированной воды, жидким дозированием и функцией EcoDry

AD PD - с подключением дистиллированной воды, порошковым дозированием и функцией EcoDry

AD LD OIL - с подключением дистиллированной воды, жидким дозированием, функцией EcoDry и масл. уплотн.

ADP LD - с встроен. насосом для подачи дистиллированной воды, жидким дозированием и функцией EcoDry



Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА	ПИТАНИЕ	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	РАЗМЕРЫ МОЕЧНОЙ КАМЕРЫ (ГХШХВ)	ВЕС
Miele PG 8583	ECODRY	145 л	до 93 °C	400 В	9,3 кВт	64	520х530х520 мм	74 кг
Miele PG 8583 CD	DRYPLUS	145 л	до 93 °C	400 В	9,3 кВт	64	520х530х520 мм	74 кг

При изготовлении автомата используется высокопрочная нержавеющая сталь. Несколько встроенных водопроводов (два для холодной воды, и по одному для горячей и для дистиллированной), диспенсеры для порошкообразных и жидких моющих средств, а также насос для жидких химикатов. Подходит для обслуживания лабораторий любого ранга, в том числе и для крупных научно-исследовательских центров.

Свободно программируемая система управления Profitronic+


Принудительная сушка горячим воздухом с HEPA-фильтром (99.99%)

Другие варианты исполнения:

AD CM – с подключением дистиллированной воды

ADP CM – с насосом для подачи дистиллированной воды

AD CM OIL – с подключением дистиллированной воды и масл. уплотн.



Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА	ПИТАНИЕ	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	РАЗМЕРЫ МОЕЧНОЙ КАМЕРЫ (ГХШХВ)	ВЕС
Miele PG 8583	ECODRY	145 л	до 93 °C	400 В	9,3 кВт	64	520х530х520 мм	74 кг
Miele PG 8583 CD	DRYPLUS	145 л	до 93 °C	230 В	3,3 кВт	64	520х530х520 мм	98 кг


При изготовлении автомата используется высокопрочная нержавеющая сталь. Несколько встроенных водопроводов (два для холодной воды, и по одному для горячей и для дистиллированной), диспенсеры для порошкообразных и жидких моющих средств, а также насос для жидких химикатов. Подходит для обслуживания лабораторий любого ранга, в том числе и для крупных научно-исследовательских центров.

Свободно программируемая система управления Profitronic+

Принудительная сушка горячим воздухом с HEPA-фильтром (99.99%)



Другие варианты исполнения:
WW AD OIL – с масляными уплотнениями



Большой выбор держателей и аксессуаров для мытья различной посуды и принадлежностей

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ

Технические характеристики

ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ	ОПЦИЯ СУШКИ	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА	ПИТАНИЕ	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	РАЗМЕРЫ МОЕЧНОЙ КАМЕРЫ (ГХШХВ)	ВЕС
Miele PG 8583	DRYPLUS	145 л	до 93 °C	400 В	9,3 кВт	64	520x530x520 мм	78 кг

A 202



Тележка Для оптимальной загрузки 4 сетчатых лотков DIN

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
223x559x542 мм

A 204



Тележка для оптимальной загрузки микроинструментов

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
320x559x542 мм

E 429/1



Тележка для оптим. очистки микроинструментов (глазная хирургия), для 2-4 опер. наборов

ПАРАМЕТРЫ (ШХГХВ)
520x540x540 мм

E 436/3



Тележка для оптимальной загрузки приibl. 3 наборов для анестезии

ПАРАМЕТРЫ (ШХГХВ)
507x535x535 мм

U 167



Нижняя корзина для оптимальной загрузки посуды для анестезии

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
220x535x516 мм

E 440/3



Тележка для оптим. очистки микроинструментов (глазная хирургия)

ПАРАМЕТРЫ (ВХШХГ)
502x535x515 мм


LM20DS



Тележка для оптимальной загрузки инструментов для МИХ

ПАРАМЕТРЫ (ШХГХВ)
520x529x542 мм

O 176



Верхняя корзина для оптимальной загрузки инструментов для МИХ, артроскопии и урологии

ПАРАМЕТРЫ (ШХГХВ)
409x475x531 мм

E 367



Тележка для оптимальной загрузки интубационного материала

ПАРАМЕТРЫ (ШХГХВ)
502x535x515 мм

ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ЦСО)

Правильная организация процесса стерилизации – это лучший путь борьбы с внутрибольничной инфекцией. В свою очередь, эффективность проводимых мер зависит от наличия соответствующих технических возможностей относительно механизации и автоматизации процесса стерилизации, и в этом немаловажную роль играет комплексное оснащение ЦСО.

1 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА

При необходимости осуществляется выезд специалистов на объект. Разрабатываются предложения по технологической планировке, плану помещений, задание на проектирование инженерных коммуникаций.



2 КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Поставка основного технологического и вспомогательного оборудования, в том числе транспортных средств, технологической оснастки, производственной мебели



3 МОНТАЖ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Монтаж обеспечивает правильное размещение оборудования, создавая оптимальную инфраструктуру для стерилизационных процессов. Пуско-наладочные работы гарантируют корректное функционирование систем, их соответствие стандартам и регуляторным требованиям.



4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание, вплоть до услуг по переквалификации или модернизации, каждое вмешательство планируется таким образом, чтобы свести к минимуму время простоя оборудования.



РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ↘

В СОВРЕМЕННОМ ЦСО ДОЛЖНО БЫТЬ ЧЕТКОЕ
РАЗДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПЛОЩАДЕЙ НА «ГРЯЗНУЮ», «ЧИСТУЮ» И
«СТЕРИЛЬНУЮ» ЗОНЫ

Транспортные потоки не пересекаются, что исключает риск повторной контаминации стерильных медицинских изделий. Барьером между «грязной» и «чистой» зонами являются проходные моечные и дезинфекционные установки; между «чистой» и «стерильной» зонами — проходное стерилизационное оборудование. Функциональная связь между зонами осуществляется через специальный шлюз.

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ↘




ОТ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ДО КРУПНЫХ ГРОМОЗДКИХ ПРЕДМЕТОВ, ТАКИХ КАК КОЙКИ И ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ, ВСЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАБОТАНО С ПОМОЩЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ИЛИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ.



СУДНА И ПИССУАРЫ




ОБУВЬ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ




ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ



КОЙКИ



МАТРАСЫ




СОСУДЫ И НЕБОЛЬШИЕ ПРИБОРЫ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



ПРИКРОВАТНЫЕ ТУМБОЧКИ



МЕДИЦИНСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
ТЕЛЕЖКИ



МЕШКОДЕРЖАТЕЛИ
И ТАБУРЕТКИ

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ





UED Group.

Комплексное оснащение лабораторий
Поставка оборудования, посуды и реактивов

Телефон

8 (812) 642 93 62 (отдел продаж)

Адрес

190020, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 17, лит. А

Эл. почта:

ued@ued-lab.ru – отдел продаж

buh1@ued-lab.ru – бухгалтерия

Режим работы:

Понедельник – пятница, с 9:00 до 18:00

Суббота, воскресенье — выходной



**БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
НА НАШЕМ САЙТЕ**

ИНФОРМАЦИЯ В КАТАЛОГЕ ИМЕЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНА
КАК ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.